


# Luckydent-sut



# Undertryk og læbelukke

- Luckydent-sutten anvendes til børn, der har vanskeligheder med at sutte og med at få et tilstrækkeligt undertryk i munden
- Mundstykket på sutten er udformet som en omvendt ske for at stimulere tungens bevægelser. Den ydre del af sutten stimulerer til læbelukke
- Godt alternativ til en almindelig sut



# Luckydent vejledning

- Rundingen vendes ned mod tungen
- Når tungen rører den lille kant stimuleres til synkning, hvorved undertrykket mellem tunge og gane øges
- Samtidig trykkes det ydre skjold mod læberne, hvilket stimulerer musklen som lukker læberne sammen



# Hvor ofte bruges Luckydent?

- 4 – 6 gange om dagen
- Tilpas hjælpen til læbelukke og på kinderne
- Konkret vejledning kan bestilles hos Birdhouse

